

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Полные характеристики, описание и фото на
Монитор пациента COMEN K12 Pro
(COMEN K12 Pro)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Оглавление

Описание COMEN K12 Pro

Характеристики товара

Фото COMEN K12 Pro

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Описание Монитор пациента COMEN K12 Pro

Портативный модульный монитор пациента Comen K12 Pro применяется в операционных, отделениях реанимации и машинах скорой помощи для контроля и анализа параметров жизнедеятельности пациента.

Расширенные возможности мониторинга и приложения САА позволяют точно определять состояние больных в ЛПУ и во время транспортировки.

Преимущества монитора пациента Comen K12 Pro:

- Возможность применения в ЛПУ и в скорой помощи (аккумулятор, ручка);
- Сенсорный экран диагональю 12" с выводом информации в числовом и графическом виде;
- Клинические приложения (САА) для различных ситуаций;
- Минимальная погрешность измерений в реальном времени (ЭКГ, НИАД, ЧСС и т. д.);
- Запись результатов мониторинга, интеграция в центральную систему мониторинга больницы;
- Расширенные возможности мониторинга – калнография, RM, NMT, ЭКГ, модуль сердечного выброса, Sedline, оценка насыщения коры головного мозга кислородом и т. д.;
- Наглядный и функциональный усовершенствованный интерфейс для удобного ввода данных и контроля параметров;
- Возможность подключения к одному монитору нескольких модулей для одновременного контроля разных показателей жизнедеятельности.

Модульный монитор пациента Comen K12 Pro может использоваться как в ЛПУ – в реанимации, операционной и т. д., – так и в скорой помощи.

Аккумулятор позволяет длительное время эксплуатировать его без доступа к сети, а ручка облегчает переноску. В больнице монитор легко интегрируется в центральную систему мониторинга, куда передаётся вся информация с него.

Эта модель имеет усовершенствованный интерфейс, упрощающий считывание и управление данными, и расширенные опции мониторинга, позволяющие более точно оценивать состояние пациента и своевременно принимать верные врачебные решения.

Преимущества монитора пациента Comen K12 Pro

Монитор одновременно работает с несколькими модулями, отвечающими за разные показатели жизнедеятельности.

Большой перечень мониторируемых в реальном времени параметров: НИАД, ЭКГ, ЧСС, насыщение кислородом коры головного мозга и многое другое. Настройка выводимых на экран параметров возможна вручную.

12" сенсорный экран представляет врачу параметры в числовом и графическом виде.

Интерфейс монитора Comen K12 Pro позволяет собирать данные с нескольких коек, выбирать сжатую прямую или динамику ЧД, вводить данные из печатных и рукописных файлов, интегрировать архивные записи, визуализировать схему установки модулей.

Минимальная погрешность измерений обеспечивает эффективный и точный мониторинг.

Вспомогательные клинические приложения САА помогают врачам собирать и анализировать данные для принятия правильных решений в разных ситуациях.

Внутренняя память монитора пациента Comen K12 Pro позволяет сохранять до 96 часов различных показателей, тревог, трендов и т. д. и передавать в центральную систему мониторинга ЛПУ.

Лёгкость, аккумулятор и ручка для переноски позволяют использовать монитор пациента не только в ЛПУ, но и в скорой помощи.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Расширенные возможности монитора пациента Comen K12 Pro

Модульный монитор имеет дополнительные опции, позволяющие повысить точность оценки состояния пациента:

- Капнография – анализ концентрации CO₂ с помощью лёгких датчиков позволяет оценить состояние интубированных пациентов, как взрослых, так и детей;
- ЭКГ – уникальный метод биспектрального анализа улавливает самые незначительные изменения сигнала электрокардиографа, используется для оценки глубины анестезии;
- Многофункциональный модуль Masimo Rainbow SET – мониторинг ЧСС, ЧП, гемоглобина и др. параметров в реальном времени;
- Sedline – модуль, позволяющий оценивать глубину анестезии по ЭКГ в реальном времени;
- RM – оценка параметров дыхательной системы;
- RSO₂ – неинвазивная оценка насыщения коры головного мозга кислородом в реальном времени, применяется в неонатологии;
- NMT – анализ передачи импульсов между нервами и тканями при анестезии;
- Модуль сердечного выброса – анализ объема крови в минуту, гемодинамики и неинвазивное измерение температуры крови.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Вспомогательные приложения монитора Comen K12

ST Графика




SepsisSight



EWS



GCS



24ч ЭКГ



Вспомогательные приложения помогают специалистам оптимизировать рабочий процесс, повысить скорость и точность диагностики, упростить работу.

ST Графика

Помогает быстро и наглядно оценить подъемы и спады ST.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

SepsisSight

Помогает проводить скрининг и лечение пациентов с сепсисом в соответствии с рекомендациями SSC.

EWS

Помогает распознать угрозу ухудшения физиологического состояния пациента в соответствии с системами оценок EWS, MEWS, NEWS, GCS.

24 ч ЭКГ

Осуществляет суточный мониторинг для диагностики фибрилляций или пропущенных ударов, эпизоды которых происходят не постоянно.


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Интеграция с информационной сетью больницы



Мониторы Comen серии K Pro обеспечивают интеграцию с различными устройствами: другими мониторами (в роли интеграционной платформы для связи с HIS больницы), инфузионными насосами, аппаратами ИВЛ, центральной мониторинговой станцией, медицинскими приложениями мобильных телефонов по беспроводному и проводному интерфейсам.

Модернизированным протокол связи HL7 поддерживает прямые и не прямые соединения и может передавать различные данные: информацию о пациенте, сигналы тревог, параметры и кривые.

Опция iCM расширяет возможности доступа к информации о пациентах из сторонних систем интенсивной терапии и анестезии. Базируется на ОС Windows, поэтому совместим с широким спектром оборудования.

«ТИАРА-МЕДИКАЛ» – официальный дистрибьютор Comen в России, у нас можно купить монитор пациента K12 Pro по спеццене с доставкой: позвоните или закажите обратный звонок, чтобы узнать больше и получить КП.

Технические характеристики

Тип	Модульный
Сенсорный дисплей	12,1"
Аккумулятор	4 ч.
Сенсорное управление	Да
Принтер	Опционально
ОП CopxOS (мониторинг в реальном времени)	Да
Интеграция в центральную систему мониторинга ЛПУ	Да
Тренды	1-120 часов
Параметры	НИАД, ЧСС, ЭКГ и т. д.
Отображаемые параметры	12
Настройка отображаемых параметров	Есть (ручная)
Модули	Сердечного выброса, капнографии, Masimo Rainbow SET, Sedline, RM, NMT, RSO ₂
Запись данных	До 96 ч.
Приложения САА	Да
Встроенная ручка для переноски	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Вес

2 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Страница 8 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Характеристики Монитор пациента COMEN K12 Pro

Вес	2 кг
Тип	Модульный
Сенсорный дисплей	12,1"
Отображаемые параметры	12
Сенсорное управление	Да
Принтер	Опционально
ОП CopxOS (мониторинг в реальном времени)	Да
Интеграция в центральную систему мониторинга ЛПУ	Да
Тренды	1-120 часов
Параметры	НИАД, ЧСС, ЭКГ и т. д.
Настройка отображаемых параметров	Есть (ручная)
Модули	Сердечного выброса, капнографии, Masimo Rainbow SET, Sedline, RM, NMT, RSO ₂
Запись данных	До 96 ч.
Приложения САА	Да
Встроенная ручка для переноски	Да
Аккумулятор	4 ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Фото Монитор пациента COMEN K12 Pro



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Страница 10 из 10