

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наркозно-дыхательный аппарат COMEN AX400 (COMEN AX400)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Оглавление

Описание COMEN AX400

Характеристики товара

Фото COMEN AX400

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Описание Наркозно-дыхательный аппарат COMEN AX400

Наркозно-дыхательный аппарат Comen AX400 для хирургии, эндоскопии и родовспоможения работает в пяти режимах с удобной настройкой функций и автоматическим анализом параметров дыхания. Он применяется для взрослых и детей.

Преимущества НДА AX400:

- 8,4" сенсорный экран;
- Объем адсорбера – 2 литра;
- Внутренняя память на 2000 событий;
- Интеллектуальные алгоритмы управления;
- Одновременный выбор до пяти анестетиков;
- Автоматический анализ параметров дыхания;
- Удобство настроек и корректировки параметров;
- Контроль t , min альвеолярной концентрации и давления;
- Режимы вентиляции: VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, PRVC.

Модульное строение позволяет дооснастить наркозный аппарат модулями для решения разных клинических задач в медучреждении, вкл. расходомер для оксигенотерапии, вспомогательный газовый выход ACGO, BIS и AG.

Оборудование проходит процедуру получения РУ. Оформить предзаказ или подобрать аналог с доставкой по РФ и установкой можно, обратившись в «Тиара-Медикал».

Модульный наркозно-дыхательный аппарат Comen AX400 отлично показал себя в ходе хирургических операций, в эндоскопии и при родах: он работает в пяти режимах и имеет гибкие настройки.

Интеллектуальные алгоритмы управления позволяют контролировать данные о дыхании пациента, быстро подбирать оптимальные параметры и корректировать их. А 8,4" сенсорный экран и память на 2000 событий обеспечивают удобное управление информацией.

Наркозный аппарат AX400 можно дооснастить дополнительными модулями, такими как расходомер для оксигенотерапии, второй внешний выход ACGO, BIS и AG и т. д. Это позволяет использовать его в самых разных медицинских учреждениях и для разных целей: в операционных, при диагностике с помощью эндоскопа, при сложных родах и т. д.

НДА Comen AX400 позволяет решать задачи:

- Мониторинга – сатурации крови, глубины седации, капнографии и т. д.;
- Подачи анестезирующих веществ, в том числе аппарат может работать с малыми и очень маленькими потоками, что позволяет использовать его для помощи детям и подросткам;
- Отвода газов от медицинского персонала с помощью модуля AGSS, что повышает комфорт и безопасность медработников.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Преимущества наркозно-дыхательного аппарата Comen AX400

Безопасность вентиляции в пяти режимах. Аппарат поддерживает режимы VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, PRVC. Программное обеспечение контролирует параметры дыхания, предупреждая гипоксию и излишнюю анестезию. При опасных ситуациях аппарат оповещает медперсонал с помощью звукового и видео-сигналов.

Возможность одновременного выбора пяти анестетиков повышает качество работы врачей.

Наглядность и простота управления. Наркозный аппарат Comen AX400 оснащён 8,4" сенсорным дисплеем, на который выводятся данные о составе и концентрации смеси в режиме реального времени. Внутренняя память аппарата – 2000 событий.

Замена адсорбера без остановки вентиляции повышает безопасность лечения. Объём адсорбера – 2 литра.

Поддержка дополнительных модулей. Для решения клинических задач к НДА AX400 можно подключить модули: BIS и AG, ACGO, расходомер для оксигенотерапии и др.

Контроль испарителем температуры, давления и минимальной альвеолярной концентрации.

Стерилизация в автоклаве гарантирует чистоту и безопасность аппарата для пациентов.

Узнать о наркозно-дыхательном аппарате AX400 подробнее и купить его с доставкой по России и установкой можно, позвонив в «Тиара-Медикал» или заказав обратный звонок.

Технические характеристики

Режимы	VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, PRVC
Управление	Сенсорный дисплей 8,4"
Объём адсорбера	2 л
Внутренняя память	2000 событий
Поглотитель CO ₂ обходным клапаном	Есть
Модуль BIS	Опция
Вспомогательный газовый выход ACGO	Опция

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Модуль AG

Опция

Расходомер для оксигенотерапии

Опция

Автоклавирувание

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Характеристики Наркозно-дыхательный аппарат COMEN AX400

Управление	Сенсорный дисплей 8,4"
Внутренняя память	2000 событий
Режимы	VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, PRVC
Объём адсорбера	2 л
Поглотитель CO ₂ обходным клапаном	Есть
Модуль BIS	Опция
Вспомогательный газовый выход ACGO	Опция
Модуль AG	Опция
Расходомер для оксигенотерапии	Опция
Автоклавирование	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Фото Наркозно-дыхательный аппарат COMEN AX400



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>