

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наркозно-дыхательный аппарат COMEN AX700 (COMEN AX700)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Оглавление

Описание COMEN AX700

Характеристики товара

Фото COMEN AX700

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Описание Наркозно-дыхательный аппарат COMEN AX700

Наркозно-дыхательный аппарат Comen AX700 с 12" сенсорным дисплеем и интеллектуальными алгоритмами поддерживает пять режимов и может оснащаться дополнительными модулями для работы в эндоскопии, хирургии и при родовспоможении.

Аппарат может работать с низкими и сверхнизкими потоками газа, поэтому подходит для взрослых пациентов и детей.

Преимущества НДА Comen AX700:

- Точность до 7%;
- Поворотный сенсорный дисплей;
- Одновременный выбор до пяти анестетиков;
- Смена адсорбера без остановки вентиляции;
- Режимы: VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, PRVC;
- Обширный мониторинг параметров вентиляции;
- Аппарат Comen AX700 можно стерилизовать в автоклаве;
- Эргономичность: поворотный ящик для предметов, подсветка панели;
- Алгоритмы анализируют состояние пациента для быстрого принятия верных решений;
- Сигнализация об опасностях, 2000 событий и тревог в памяти, обзор трендов – 60 часов.

Аппарат находится в процессе получения Регистрационного удостоверения. Оформить предзаказ и подобрать аналог с доставкой по РФ и установкой можно, обратившись в «Тиара-Медикал».

Наркозно-дыхательный аппарат Comen AX700 с 12" сенсорным дисплеем, интеллектуальными алгоритмами и продуманной защитой от избыточной анестезии и гипоксии поддерживает пять режимов и применяется в хирургии, эндоскопии, при родовспоможении.

Важное преимущество – постепенное снижение дозировки газа при выводе из-под наркоза.

Программное обеспечение AX700 контролирует все параметры ИВЛ с выводом на дисплей, видео- и аудио-сигнализацией об опасностях. Память вмещает до 2000 событий и тревог, обзор трендов – 60 часов.

Модульное строение позволяет подключать к аппарату другие устройства для эффективной работы, такие как модули AG и BIS, расходомер для оксигенотерапии и другое.

Преимущества наркозно-дыхательного аппарата Comen AX700

Высокая точность и контроль. За счёт контроля входа и аспирации аппарат достигает точности до 7%. Он проводит мониторинг всех параметров вентиляции, включая глубину седации, сатурацию, капнографию, \dot{V}_T и давление, минимальную альвеолярную концентрацию, объём и поток, и т. д.

Автоматический анализ. Интеллектуальные алгоритмы анализируют показатели пациента, помогают подобрать

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

оптимальные настройки, сигнализируют об опасных ситуациях.

Вариативность применения и настроек. Наркозно-дыхательный аппарат AX700 поддерживает режимы вентиляции VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, PRVC, может работать с низкими и сверхнизкими потоками (что полезно в педиатрии), позволяет выбрать одновременно пять анестетиков. Дополнительно он может быть оснащён модулями AG и BIS, расходомером для оксигенотерапии и газовым выходом ACGO.

Безопасное снижение концентрации газа и плавный вывод из-под наркоза снижают риск привыкания к седативным веществам и минимизируют поражение лёгочной ткани.

Мониторинг в реальном времени с отражением всех данных на поворотном сенсорном дисплее 12" с большим шрифтом, внутренняя память на 2000 событий и тревог, 60 часов обзора трендов, мониторинг анестетика (состав и концентрация).

Удобство использования. Наркозно-дыхательный аппарат Comen AX700 имеет поворотный ящик для предметов, большой рабочий стол, подсветку для панели. Можно настроить будильник.

Замена адсорбера без прекращения вентиляции за счёт наличия поглотителя CO₂ с обходным клапаном.

Система AGSS отводит газы от медицинских работников, гарантируя комфорт и безопасность их труда.

Обработка в автоклаве обеспечивает стерильность аппарата.

Узнать больше о наркозно-дыхательном аппарате Comen AX700 и купить его с доставкой по России и профессиональной установкой можно в «Тиара-Медикал»: просто позвоните нам или закажите обратный звонок.

Технические характеристики

Режимы

VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, PRVC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Страница 4 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Управление	Сенсорный дисплей 12"
Объем адсорбера	2 л
Внутренняя память	2000 событий
Поглотитель CO ₂ С обходным клапаном	Есть
Модуль BIS	Опция
Вспомогательный газовый выход ACGO	Опция
Модуль AG	Опция
Расходомер для оксигенотерапии	Опция
Автоклавирувание	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Характеристики Наркозно-дыхательный аппарат COMEN AX700

Управление	Сенсорный дисплей 12"
Внутренняя память	2000 событий
Режимы	VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, PRVC
Объём адсорбера	2 л
Поглотитель CO ₂ обходным клапаном	Есть
Модуль BIS	Опция
Вспомогательный газовый выход ACGO	Опция
Модуль AG	Опция
Расходомер для оксигенотерапии	Опция
Автоклавирование	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Фото Наркозно-дыхательный аппарат COMEN AX700



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>