

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Полные характеристики, описание и фото на Электрокардиограф COMEN H12 (COMEN H12)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Оглавление

Описание COMEN H12

Характеристики товара

Фото COMEN H12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Описание Электрокардиограф COMEN H12

Компактный электрокардиограф Comen H12 подходит для применения в ЛПУ и за его пределами, может интегрироваться в общепольничную систему мониторинга и работать с внешними устройствами. Встроенный принтер, сенсорный дисплей с стилусом и сканер штрих-кодов облегчают ввод и управление информацией.

Преимущества ЭКГ-аппарата Comen H12:

- 10,4" сенсорный HD-дисплей;
- Сохранение до 10 000 аномальных ЭКГ в памяти;
- Возможно проводное и беспроводное подключение;
- Вывод на экран 12 кривых ЭКГ, обзор записи – 10 минут;
- Создание отчётов в BMP, JPG, PDF, DICOM, SCP-формат ЭКГ, FDA-XML;
- Безопасная дезинфекция аппарата – он не имеет отверстий и углублений;
- Встроенный принтер поддерживает форматы 12×1, 12×1+1Т, 6×2, 6×2+1R, 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R.

Кардиограф H12 находится в процессе получения Регистрационного удостоверения. Вы можете оформить предзаказ или подобрать аналог, обратившись в «Тиара-Медикал».

Электрокардиограф Comen H12 – компактное и эффективное оборудование для мониторинга и записи сердечной активности в больнице и на выезде. Малый размер и вес и беспроводное подключение позволяют применять его за пределами ЛПУ – в скорой помощи и т. д. А вывод на экран 12 кривых ЭКГ даёт врачу полную картину состояния пациента.

Ввод информации и управление ей просты: Comen H12 оснащён сканером штрих-кодов, стилусом для работы с 10,4" сенсорным дисплеем. Обзор данных по 12 отведениям возможен в течение 10 минут. Можно создать карточки пациентов.

Встроенный принтер поддерживает несколько форматов отчётов, включая BMP, JPG, PDF, DICOM, SCP-формат ЭКГ, FDA-XML, – а также исключает проблемы с бумагой. Форматы печати: 12×1, 12×1+1Т, 6×2, 6×2+1R, 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R.

Возможно подключение аппарата к общепольничной системе мониторинга и подсоединение к нему дополнительных устройств: клавиатуры, компьютерной мыши, U-диска.

Преимущества электрокардиографа Comen H12

Наглядность и простота управления. Сенсорный 10,4" HD-дисплей отражает 12 кривых с возможностью 10-минутного обзора записи мониторинга. Стилус и сканер штрих-кодов упрощают ввод и управление данными. Возможно создание отчётов в разных форматах. Внутренняя память сохраняет до 10 000 аномальных ЭКГ.

Встроенный принтер H12 поддерживает несколько форматов и позволяет оперативно вывести на печать ЭКГ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Компактные размеры и возможность беспроводного подключения – ЭКГ-аппарат можно использовать на выезде, в экстренной медицине, скорой помощи и т. д.

Безопасность дезинфекции. Отсутствие в корпусе углублений и отверстий исключает проникновение влаги в аппарат.

Совместимость с внешними устройствами (мышь, U-диск, клавиатура и т. д.) и возможность включения в общую систему мониторинга ЛПУ через HL7, FTP, DICOM.

Узнать больше об электрокардиографе Comen H12 и купить его с доставкой по России можно, позвонив в «Тиара-Медикал» или заказав обратный звонок.

Технические характеристики

Управление	10,4" сенсорный HD-дисплей
Встроенный принтер	12×1, 12×1+1Т, 6×2, 6×2+1R, 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R
Отведения	12
Обзор ЭКГ	10 минут
Форматы отчётов	BMP, JPG, PDF, DICOM, SCP-формат ЭКГ, FDA-XML
Память	10 000 ЭКГ
Подключение	Проводное и беспроводное
Язык интерфейса	Русский, английский, китайский
Возможность подключения	U-диск, клавиатура, мышь
Сканер штрих-кодов	Есть
Стилус	Есть
Интеграция в систему центрального мониторинга	Возможно

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Характеристики Электрокардиограф COMEN H12

Память	10 000 ЭКГ
Управление	10,4" сенсорный HD-дисплей
Встроенный принтер	12x1, 12x1+1T, 6x2, 6x2+1R, 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R
Отведения	12
Обзор ЭКГ	10 минут
Подключение	Проводное и беспроводное
Язык интерфейса	Русский, английский, китайский
Форматы отчётов	BMP, JPG, PDF, DICOM, SCP-формат ЭКГ, FDA-XML
Возможность подключения	U-диск, клавиатура, мышь
Сканер штрих-кодов	Есть
Интеграция в систему центрального мониторинга	Возможно
Стилус	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Фото Электрокардиограф COMEN H12




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>