

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Полные характеристики, описание и фото на Дефибриллятор монитор COMEN S8 (COMEN S8)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Оглавление

Описание COMEN S8

Характеристики товара

Фото COMEN S8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Описание Дефибриллятор монитор COMEN S8

Эффективная дефибрилляция в любой ситуации.

- Дефибрилляция, стимуляция, мониторинг и AED (АНД)
- Мониторинг ЭКГ по 5 отведениям
- Запатентованные алгоритмы для максимальной эффективности безопасности
- Подходит для стационара, мобильной и полевой медицины

Особенности и преимущества Comen S8

Дефибрилляция:

- Синхронная
- Асинхронная

Кардиостимуляция

Режим кардиостимуляции в дефибрилляторах Comen является простым в освоении, быстрым и значительно экономит время специалиста.

Режимы стимуляции:

- По требованию
- Фиксированная (постоянная) кардиостимуляция для пациентов с остановкой сердца или тяжелой формой аритмии.

Мониторинг

- ЭКГ по 5 отведениям в стандартной комплектации
- Опционально: 12 отведений ЭКГ, SpO₂, TEMP, EtCO₂, ИАД

AED

- Запатентованные алгоритмы
- Автоматический анализ
- Простая и быстрая настройка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Быстрый и удобный Comen S8

Скорость – самый важный аспект для успешной реанимации. Поэтому дефибриллятор S8 обладает максимально простой, удобной и интуитивной конфигурацией, обеспечивающей максимально быструю настройку.

- Одна ручка для быстрого переключения между режимами дефибрилляции, стимуляции и AED, а также выбора одного из 25 заданных уровней энергии.
- За всего 1 секунду можно гарантированно настроить заряд.
- Набор заряда не более 3 секунд.
- Всего три шага: выбор энергии, заряд, разряд.
- Два комплекта электродов: для взрослых и детей.
- Управление выбором энергии, зарядом и разрядом возможно кнопками на рукоятках электродов.



Максимум эффективности


- Выбор энергии до 360 Дж для эффективной работы с пациентами с высоким порогом дефибрилляции, инфарктом миокарда, высоким импедансом.
- Диапазон импеданса от 20 до 250 Ом для подавляющего большинства пациентов.
- Продвинутое технологии Двухфазной Усеченной Экспоненты (BTE - Advanced Biphasic Truncated Exponential) и автоматическая компенсация импеданса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>



Все необходимое для эффективной и безопасной дефибрилляции при использовании более низкого уровня энергии и щадящем воздействии.

Всегда готов к работе в любых условиях

- Противоударный корпус
- Степень защиты IP44 предотвращает попадание пыли и жидкости, позволяет использовать дефибриллятор монитор Comen S8 в самых сложных погодных условиях.
- 420 максимальных разрядов на одной зарядке комплекта из двух литий-ионных батарей.
- Функция быстрой зарядки батареи всего за 3 часа до 100%.
- Ручное и автоматическое самотестирование гарантирует исправность системы.

Наглядность и документирование

С монитором дефибриллятором Comen S8 специалисту доступны все необходимые данные в любую минуту и в любой точке мира.

- Встроенный термопринтер.
- Встроенная память на 240 минут записи.
- Обзор событий, трендов, сохраненных данных прямо на встроенном дисплее.
- Возможность работы в информационных медицинских системах по проводному протоколу и беспроводному протоколу (WiFi).

Технические характеристики

Диагональ дисплея, дюймов

8,4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Страница 5 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Разрешение дисплея	800 x 600
Максимальное количество отображаемых кривых на экране, штук	5 6 (для опции 12 отведений)
Диапазон выбираемой энергии	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 100 / 120 / 150 / 170 / 200 / 220 / 250 / 270 / 300 / 360 Дж
Максимальный уровень выбираемой энергии разряда, Дж	360
Количество уровней энергии	25
Диапазн импеданса пациента	20-250 Ом
Время зарядки	3 секунды до 200 Дж 7 секунд до 360 Дж
Электроды для ручной дефибрилляции	Для взрослых и детей
Управление зарядкой дефибриллятора	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Управление разрядом дефибриллятора	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Управление выбором уровня энергии	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Режим автоматической наружной дефибрилляции (АНД)	
Диапазон выбираемой энергии	100-360 Дж
Серия разрядов	1, 2, 3, с возможностью регулировки
Время зарядки от начала анализа ритма до завершения зарядки	16 сек до 200 Дж, 17 сек до 360 Дж
Неинвазивная кардиостимуляция	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Режим кардиостимуляции	Постоянный и / или по запросу
Кривая	Монофазная прямоугольная импульсная
Ширина импульса, мс	20мс, 40мс
Диапазон частоты кардиостимуляции	30-210 имп / мин
Диапазон периода рефрактерности	240-350 мс
Диапазон выходного сигнала кардиостимуляции	0-200 мА
Типы электродов	Наклеиваемые гибкие
Мониторинг пациента	
Количество отведений	3, 5, 12
Выбор отведений	3 отведения: I; II; III 5 отведений: I; II; III; aVR; aVL; aVF; 12 отведений V I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Мониторинг ЭКГ с внешних электродов для дефибриляции	Да
Количество типов аритмий	26
Электропитание	От сети переменного тока 100—240 В. 50 / 60 Гц От источника постоянного тока 12
Тип используемого внутреннего источника питания	Перезаряжаемая батарея
Тип батареи	Литий-ионная
Количество аккумуляторов	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Время заряда внутреннего источника питания до 100%	Менее 2.5 часа при выключенном устройстве
Время работы от аккумулятора	В мониторинговом режиме, часов 7500mAh: 6 часов от одного аккумулятора или 12 часов от двух аккумуляторов 5000mAh: 4 часов от одного аккумулятора или 8 часов от двух аккумуляторов
Количество разрядов от аккумулятора	7500mAh: 420 раз 5000mAh: 260 раз
Время эксплуатации в режиме кардиостимуляции от аккумулятора	7500mAh: 9 от двух аккумуляторов 5000mAh: 6 от двух аккумуляторов
Индикатор уровня заряда батареи	Да
Тревоги	Визуальная, Звуковая
Количество уровней громкости	10
Количество кривых при печати	4
Ширина бумаги	80мм
Скорость печати	25; 50 мм / сек
Размер внутренней памяти	1 Гб
Запись эпизодов	1000 шт
Хранение непрерывной кривой ЭКГ	16,6 часов
Табличные тренды	160 часов
Размеры	323×277×338 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Характеристики Дефибриллятор монитор COMEN S8

Время эксплуатации в режиме кардиостимуляции от аккумулятора	7500mAh: 9 от двух аккумуляторов, 5000mAh: 6 от двух аккумуляторов
Выбор отведений	3 отведения: I; II; III, 5 отведений: I; II; III; avR; avL; avF;, 12 отведений V I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Мониторинг ЭКГ с внешних электродов для дефибрилляции	Да
Количество типов аритмий	26
Электропитание	От сети переменного тока 100—240 В. 50 / 60 Гц, От источника постоянного тока 12
Тип используемого внутреннего источника питания	Перезаряжаемая батарея
Тип батареи	Литий-ионная
Количество аккумуляторов	2
Время заряда внутреннего источника питания до 100%	Менее 2.5 часа при выключенном устройстве
Время работы от аккумулятора	В мониторинг режиме, часов, 7500mAh: 6 часов от одного аккумулятора или 12 часов от двух аккумуляторов, 5000mAh: 4 часов от одного аккумулятора или 8 часов от двух аккумуляторов
Количество разрядов от аккумулятора	7500mAh: 420 раз, 5000mAh: 260 раз
Количество отведений	3, 5, 12
Индикатор уровня заряда батареи	Да
Тревоги	Визуальная, Звуковая

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Количество уровней громкости	10
Количество кривых при печати	4
Ширина бумаги	80мм
Скорость печати	25; 50 мм / сек
Размер внутренней памяти	1 Гб
Запись эпизодов	1000 шт
Хранение непрерывной кривой ЭКГ	16,6 часов
Табличные тренды	160 часов
Управление разрядом дефибриллятора	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Диагональ дисплея, дюймов	8,4
Разрешение дисплея	800 x 600
Максимальное количество отображаемых кривых на экране, штук	5, 6 (для опции 12 отведений)
Диапазон выбираемой энергии	100-360 Дж
Максимальный уровень выбираемой энергии разряда, Дж	360
Количество уровней энергии	25
Диапазн импеданса пациента	20-250 Ом
Время зарядки	3 секунды до 200 Дж, 7 секунд до 360Дж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Электроды для ручной дефибрилляции	Для взрослых и детей
Управление зарядкой дефибриллятора	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Размеры	323×277×338 мм
Управление выбором уровня энергии	На передней панели прибора, на рукоятках электродов
Серия разрядов	1, 2, 3, с возможностью регулировки
Время зарядки от начала анализа ритма до завершения зарядки	16 сек до 200 Дж, 17 сек до 360 Дж
Режим кардиостимуляции	Постоянный и / или по запросу
Кривая	Монофазная прямоугольная импульсная
Ширина импульса, мс	20мс, 40мс
Диапазон частоты кардиостимуляции	30-210 имп / мин
Диапазон периода рефрактерности	240-350 мс
Диапазон выходного сигнала кардиостимуляции	0-200 мА
Типы электродов	Наклеиваемые гибкие

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Фото Дефибриллятор монитор COMEN S8



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>