

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Полные характеристики, описание и фото на COMEN STAR8000B-NEO - Неонатальный монитор (COMEN STAR8000B-NEO)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Оглавление

Описание COMEN STAR8000B-NEO

Характеристики товара

Фото COMEN STAR8000B-NEO

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Описание COMEN STAR8000B-NEO - Неонатальный монитор

Основным преимуществом этого монитора является его способность обеспечивать непрерывное наблюдение за важными показателями здоровья новорожденных. Он оснащен различными сенсорами, включая сенсоры для измерения частоты сердечных сокращений, дыхательной функции, насыщения кислородом и артериального давления. Благодаря этим сенсорам монитор обеспечивает полный контроль над важными показателями здоровья младенца, что является фундаментальным требованием для эффективного ухода за ним.

Дизайн Comen Star8000B-Neo удобен и интуитивно понятен, что обеспечивает простоту использования. Большой цветной ЖК-дисплей позволяет легко отслеживать показатели здоровья новорожденных. Встроенные аудио- и видеофункции позволяют медицинскому персоналу быстро реагировать на возможные проблемы или изменения в состоянии пациента.

Comen Star8000B-Neo также предлагает богатый набор функций и возможностей для анализа и сохранения данных. Монитор может сохранять данные о состоянии пациента на длительное время, что позволяет врачам и медсестрам проводить долгосрочный анализ всех показателей и отслеживать динамику изменений. Встроенные алгоритмы сигнализируют о возможных отклонениях в показателях здоровья младенца, что помогает предотвращать возможные проблемы.

- Сенсорный монитор 8,4"
- Отслеживание апноэ сна
- Автоанализ аритмий и ST-сегмента
- Сохранение трендов до 120 ч
- Система тревожных оповещений
- Датчики уровня кислорода в кувезе
- Компактность и небольшой вес
- Клавиши быстрого доступа
- Автономность до 4 ч
- Вариативность крепления

Основные преимущества:

- Уникальные алгоритмы анализа регистрируемых показателей;
- Регистрация признаков апноэ сна у новорожденных;
- Экран 8,1" дюйма с сенсорным управлением;
- Сохранение трендов до 120 часов;
- Звуковые и визуальные тревожные сигналы;
- Высокая точность регистрируемых показателей;
- Компактные размеры и модульная конструкция;
- До 4 часов автономной работы;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

- Удобное вариативное крепление и ручка для транспортировки;
- Интерфейсы беспроводного и проводного соединения с иным оборудованием.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Экран | ЖК, сенсорный, 8,4" |
| Режимы работы | Режим «больших цифр», Режим «замораживания кривых», Оксикардиореспираграмма, Режим трендов |
| Расчеты | Дозы лекарственных препаратов, Оксигенация, Вентиляция, Функция почек, Гемодинамика |
| Параметры мониторинга | ЭКГ на 3 отведения, SpO2, ЧСС, ЧД, НИАД, Температура |
| Поддержка подключения к сети централизованного мониторинга | Да |
| Память | До 120 часов трендов, 2000 групп списка НИАД и 500 тревожных событий |
| Аккумуляторная батарея | Литий-ионная |
| Автономная работа | До 4 часов |
| Интерфейсы | Ethernet, USB, Wi-Fi, VGA |
| Система тревог | Аудиовизуальная |
| Вес | 2,5 кг |
| Бренд | Comen |
| Страна бренда | КНР |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Характеристики COMEN STAR8000B-NEO - Неонатальный монитор

| | |
|--|--|
| Система тревог | Аудиовизуальная |
| Бренд | Comen |
| Страна бренда | КНР |
| Экран | ЖК, сенсорный, 8,4" |
| Расчеты | Дозы лекарственных препаратов, Оксигенация, Вентиляция, Функция почек, Гемодинамика |
| Параметры мониторинга | ЭКГ на 3 отведения, SpO2, ЧСС, ЧД, НИАД, Температура |
| Поддержка подключения к сети централизованного мониторинга | Да |
| Интерфейсы | Ethernet, USB, Wi-Fi, VGA |
| Память | До 120 часов трендов, 2000 групп списка НИАД и 500 тревожных событий |
| Вес | 2,5 кг |
| Режимы работы | Режим «больших цифр», Режим «замораживания кривых», Оксикардиореспираграмма, Режим трендов |
| Автономная работа | До 4 часов |
| Аккумуляторная батарея | Литий-ионная |


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>

Фото COMEN STAR8000B-NEO - Неонатальный монитор



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 638-26-78 | Email: sale@ru-comen.com | <https://ru-comen.com>